

LAMPADE INGRANDENTI A LUCE FREDDA - 3 DIOTTRIE



Modelli	SOLENORD GIMANORD
Tipo di illuminazione	fluorescente
Consumo (Watt)	22
Vita lampadina (ore)	6'000
Intensità luce a 50 cm (lux)	550
Intensità luce a 1 m (lux)	275
Temperatura colore ± 5% a 1 m(K)	4.550
Diametro esterno del riflettore (Ø mm)	230
Incremento temperatura a 1 m (°C)	0
Norme SOLENORD	IEC-601-1
Norme GIMANORD	IEC-598-2-25
Marchi SOLENORD	CE 93/42
Marchi GIMANORD	CE 72/23 - CE 2006/95
Peso (kg)	7
Alimentazione - Frequenza V-Hz	230 - 50
Movimentazione braccio su piantana: min-max cm	60-180

Codice GIMA	LAMPADA INGRANDENTI
30740	SOLENORD su carrello
30741	SOLENORD da parete
30750	GIMANORD da tavolo - con morsetto
30751	GIMANORD su carrello
RICAMBI	
30767	Circolina fluorescente - 22W
30771	Copertura in plexiglass
30769	Carrello (A)
30774	Connettore da parete (B)
30775	Connettore da rotaia (C)
30776	Connettore da tavolo (D)

SOLENORD
Indicata per il settore dermatologico. Modello dotato di lente di ingrandimento biconvessa del diametro di 120 mm in vetro ottico. La luce fluorescente fredda consente l'utilizzazione prolungata. Il braccio a pantografo e il carrello a cinque razze permettono una migliore adattabilità. Circolina fluorescente da 230 V. Produzione Italiana.

GIMANORD
Lente di ingrandimento autoilluminante, a luce fredda fluorescente, 3 diottrie (0,75 X). Ideale per dermatologia, è dotata di una lente d'ingrandimento di 120 mm in vetro ottico. La luce fredda permette un uso prolungato. Schermo di protezione della luce in policarbonato. Disponibile anche con supporto a muro. Produzione Italiana.



LAMPADE INGRANDENTI A LED - LENTE A 5 DIOTTRIE

● **30737 LAMPADA INGRANDENTE A LED**
Lampada a LED, di concezione intelligente con luce fredda e ingrandimento di 5 diottrie. La sua base con 5 rotelle e il suo braccio articolato consentono uno spostamento facile. Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE

MIMSAL

CE 93/42




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo illuminazione:	LED
Diottrie:	5
Lenti:	Ø 12.7 cm
Tensione operativa:	230 V - 50 Hz
Classe II	
Sicurezza elettrica:	UNI EN 60601-1 (1990)
Compatibilità elettromagnetica:	EN 60601-1-2 (1993)



● **30736 LAMPADA INGRANDENTE DERMALED**
Lampada a LED con luce fredda, lente d'ingrandimento 5 diottrie e regolazione della luminosità. Disponibile con carrello molto stabile con 5 rotelle e un braccio articolato per facilitare i movimenti e il fissaggio della lampada. Indicato per la dermatologia e i trattamenti estetici. Fabbricata in Cina.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo illuminazione:	LED
Tensione:	8 W
Diottrie:	5
Tensione operativa:	100-240 V - 50/60 Hz
Peso lordo/netto:	10-12 kg

