

OTO-OFTALMOSCOPI HEINE MINI 3000 XHL

OTOSCOPI XENON F.O. MINI 3000

Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa.

- lampade alogene XHL Xenon a luce chiara ed autentica resa cromatica.
- 20.000 accensioni garantite.
- illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.): Illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo.
- finestrella di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.
- test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale.
- clip con interruttore integrato acceso / spento. Spegnimento automatico
- 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile.

OTOSCOPI A LED MINI 3000

- Stesse caratteristiche dell'otoscopio mini 3000 F.O., tuttavia:
- non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto non occorre sostituire la lampadina.
 - gestione del calore LED per una luminosità costante nel corso dell'intera durata operativa.
 - LED ad alto rendimento: illuminazione assolutamente uniforme e chiara con eccezionale resa cromatica - temperatura di colore: 4000 K, indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90.
 - doppia luminosità rispetto ad un otoscopio alogeno XHL Xenon tradizionale.
 - indicatore di performance:
 - la funzione fade-out segnala un'imminente richiesta di sostituzione o di ricarica delle batterie.
 - durata di funzionamento fino a 10 ore.

OFTALMOSCOPI XENON F.O. MINI 3000

Moderno oftalmoscopio tascabile - con diaframma con stellina di fissazione e filtro grigio per ridurre l'intensità di illuminazione. Ottica eccezionale ed ottima resa cromatica anche con le dimensioni più piccole.

- lampade alogene XHL Xenon. Luce chiara concentrata per un'illuminazione eccellente, immagine brillante ed autentica resa cromatica.
- le ottiche HEINE offrono un'immagine nitida e chiara con riflessi minimi.
- 5 diversi diaframmi. Tutte le funzioni più importanti inclusa stellina di fissazione e filtro grigio per pazienti sensibili alla luce.
- range di correzione 18 lenti da -20 D a +20 D.
- facilità di utilizzo: oftalmoscopia senza dilatazione delle pupille.
- clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
- batterie sostituibili (formato AA), oppure: batteria ricaricabile e caricatore mini NT optional

OFTALMOSCOPI LED MINI 3000

Caratteristiche uguali all'oftalmoscopio mini 3000, tuttavia:

- non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto non occorre sostituire il LED.
- gestione del calore LED per una luminosità costante per l'intera durata operativa.
- LED ad alto rendimento: illuminazione assolutamente uniforme e chiara con eccezionale resa cromatica - temperatura di colore: 4000 K, indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90.
- La funzione fade-out segnala la necessità della sostituzione o ricarica delle batterie.
- durata di funzionamento fino a 10 ore.
- indicatore di performance



LED NOW IN HEINE QUALITY.

OTOSCOPI 2,5 V MINI 3000				
	NERO		BLU	
	Codice GIMA	Codice HEINE	Codice GIMA	Codice HEINE
Standard	31680	D 001.70.210	31681	D 001.70.210
F.O. Xenon	31684	D 001.70.110	31685	D 001.70.110
F.O. LED	31676	D 008.70.110	31677	D 008.70.110
Tutti gli otoscopi sopra elencati sono forniti in una scatola con 5 speculum monouso Ø 4 mm e 5 Ø 2,5 mm				
F.O. LED	31678	D 885.20.021		
Forniti in un astuccio rigido con 5 speculum monouso Ø 4 mm e 5 Ø 2,5 mm				
31678				
OFTALMOSCOPI 2,5 V MINI 3000				
	NERO		BLU	
	Codice GIMA	Codice HEINE	Codice GIMA	Codice HEINE
F.O. Xenon	31686	D 001.71.120	31687	D 001.71.120
LED	31688	D 008.71.120	-	-

• 31689 SET OTO-OFTALMO HEINE MINI 3000

- nero - D-873.11.021

Una testa otoscopio F.O., una testa oftalmoscopio, 2 manici, 4 speculum riutilizzabili, 5 speculum monouso Ø 4 mm e 5 Ø 2,5 mm in astuccio morbido.

• 31690 SET DIAGNOSTICO HEINE MINI 3000

- nero - D-854.10.021

Una testa otoscopio, una testa oftalmoscopio, 1 manico, un'illuminatore con reggi abbassalingua, 2 specchi laringe e 4 speculum riutilizzabili Ø 2, 3, 4, 5 mm in astuccio rigido.



31689



31690



31680-31684-31676

31681-31685-31687

31686-31688

5 diverse aperture

- **Spot grande** per esami normali al fondo oculare
- **Spot concentrato** per ridurre i riflessi in caso di pupille piccole
- **Stellina di fissazione** per la determinazione della fissazione centrale o paracentrale. Particolarmente adatta per esami pediatrici.
- **Semicerchio** per ridurre i riflessi in caso di pupille piccole
- **Filtro verde** per aumentare il contrasto durante l'accertamento di lievi patologie vascolari



• 31691 CONNETTORE TEST PNEUMATICO HEINE MINI 3000 - D-008.70.110

• 31692 CARICATORE MINI NT PER HEINE MINI 3000 - X-001.99.484

• 31693 BATTERIA+BASE - X-001.99.487+X-001.99.488

Batteria NiMH ricaricabile con base per manici mini 3000



31693



31692



31690