


➔ Pieghevole, articolata, funzionale, confortevole



600/600B Sedia pieghevole articolata

Standard: Doppia crociera. Schienale regolabile con prolunga. Appoggiatesta regolabili, girevoli ed estraibili. Braccioli ribaltabili.

Optional: Braccioli regolabili in altezza. Tavolino. Ruote ad estrazione rapida. W.C. Regolazione schienale con pistoni a gas. Cuneo divaricatore. Freni a tamburo.

600/600B Articulated folding chair

Standard: Double cross. Adjustable backrest with headrest. Elevating, swinging and detachable legrests. Tipping arms.

Optional: Small table. Adjustable arms. Detachable large wheels. W.C. Adjustable backrest with gas pistons. Thigh divider. Drum brakes.

Classificazione ISO 12.21.06.039+12.24.03.109+12.24.06.163

cm Ø 60	cm Ø 20	cm Ø 30	L 44	L 53 / L60	L 80 - 115	L 64 - 85	h 51	Standard		Optional	Portata	130 kg