


## LETTO ALTEZZA VARIABILE

Scomparto per asta solleva malato e asta flebo

4 sponde a contenimento totale in tecnopolimeri, abbattibili singolarmente



Peso letto: 150 kg

4 ruote Ø 150 mm con sistema centralizzato per bloccaggio con controllo direzionale

Pannelli testa/piedi sagomati e rimovibili, con maniglioni integrati utili per i movimenti

### • 44800 LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE

Letto ospedaliero a 3 snodi e 4 sezioni regolabili elettricamente e ad altezza variabile. Posizione Trendelenburg e Reverse Trendelenburg (15°). Tutti le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche con additivo antimicrobico. Sezione schiena regolabile con attuatore elettrico con funzione anti schiacciamento e rototraslazione per evitare la compressione addominale. Su entrambi i lati del letto sono presenti maniglie CPR per manovre d'emergenza. Sezione gambale regolabile da meccanismo a scatto in 6 posizioni. Pulsantiera con comandi ad azione mantenuta disattivabile tramite chiave magnetica. La pulsantiera regola lo schienale, l'altezza piano rete, le gambe e i piedi, la posizione comfort, Trendelenburg e Reverse Trendelenburg.

- 44801 ASTA SOLLEVA MALATO
  - 44802 ASTA FLEBO
  - 44803 MATERASSO IGNIFUGO - con fodera impermeabile
- Carico: 280 kg. Densità: 35 kg/m<sup>2</sup>. Dimensioni: 85x195x18 cm.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza piano rete min/max: 380-780 mm  
 Regolazione altezza schienale max: 70°  
 Regolazione gambe max: 30°    Regolazione piedi max: 30°  
 Trendelenburg e Reverse Trendelenburg: 15°  
 Altezza min/max: 835-1235 mm  
 Larghezza/lunghezza totale letto: 1010/2260 mm (con paracolpi e sponde)  
 Larghezza/lunghezza utile piano rete: 880/2000 mm  
 Alimentazione: 220 V, 50 Hz    Peso max paziente: 230 kg    Portata max: 270 kg  
 Classe isolamento: I / B    Grado di protezione: IP66    Produzione italiana


## LETTO BARIATRICO ELETTRICO

Regolazione elettrica delle sezioni, dell'altezza e delle posizioni TR e RTR

4 sponde laterali multi posizione rimovibili di colore coordinato alla struttura del letto

**PORTATA 400 kg**

2 sedi per asta flebo nella sezione di testa



4 paracolpi

4 ruote Ø 125 mm

Altezza da terra 15 cm

Spalle di testa e di piedi facilmente rimovibili con inserto blu in HPL (azzurro, giallo o verde su richiesta)

### • 27636 LETTO BARIATRICO ALLUNGABILE - elettrico, 4 sezioni

Letto bariatrico a 4 sezioni retrattili, in acciaio resistente, con altezza variabile e TR-RTR con motori elettrici.

- regolazione sezioni: alzaschiena 0°-54°, alzagambe 0°-24°
- pulsantiera per regolazione sezioni e chiavetta interdizione movimenti + supervisore
- funzione regolazione elettrica CPR - TR e RTR 18°
- posizione poltrona per maggiore naturalezza e comfort
- batteria d'emergenza
- sistema di pedale freno centralizzato a 3 posizioni per una grande maneggevolezza: direzionale, libero, frenato

- 27638 ASTA DI SOLLEVAMENTO con 2 ganci flebo inclusi
- 27639 PORTACOPERTE ESTRAIBILE
- 27640 ASTA FLEBO

• 44810 MATERASSO BARIATRICO IGNIFUGO - 4 pezzi - con fodera impermeabile e traspirante. Densità: 40 kg/m<sup>2</sup>. Carico: 300 kg. Dimensioni: 90x200x18 cm

(2 laterali 15x200x18, 1 allunga letto 15x120x18)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni telaio superiore letto:  
 Regolazione piattaforma materasso:  
 Posizione più bassa e più alta:  
 Peso:  
 Protezoine elettrica:

- complet. retratto - 226x100 cm (paraurti inclusi)
- complet. esteso - 242x128 cm (sponde laterali incluse)
- complet. esteso - 200x90 cm
- posizione intermedia - 200x105 cm
- complet. esteso - 200x120 cm
- estensione del piede - da 200 a 216 cm

41-81 cm  
 175 kg    Portata: 400 kg  
 Class 1    Grado di protezione liquido: IP 66

## SOLLEVATORI ELETTRICO E MANUALE

Gancio di supporto H. Min 82 cm H. Max 177 cm

Portata massima: 200 kg



27757



27767

Base regolabile 63-105 cm

27753

Lunghezza 134 cm



27752

Sollevatore elettrico; alimentato a batteria, base regolabile. Massima portata 170 kg

Peso: 50 kg    27749

Gancio di supporto H. Min 104 cm H. Max 188 cm



Base regolabile 63-105 cm

Lunghezza 134 cm

con gancio per tetraplegici (27767). Produzione Italiana.

- 27752 SOLLEVATORE ELETTRICO 170 - portata 170 kg
- 27753 SOLLEVATORE ELETTRICO 200 - portata 200 kg

Simile al codice 27749 ma con controlli elettrici tramite motore a 24 V D.C. e pulsante. Alimentazione a batteria tramite trasformatore con un pulsante d'emergenza per l'arresto immediato. Il codice 27752 è fornito con imbragatura universale, il codice 27753 con imbragatura per tetraplegici.

- 27757 IMBRAGATURA UNIVERSALE - ricambio - portata 170 kg
- 27767 IMBRAGATURA TETRAPLEGICI - ricambio - portata 200 kg

Prodotto in polipropilene antiallergico, atossico e lavabile.

## ASTA SOLLEVAMENTO



27645

### • 27645 ASTA SOLLEVAMENTO

Struttura in acciaio verniciato con snodo regolabile in acciaio cromato. Può essere completamente smontata per ridurre l'ingombro. 3 regolazioni in altezza. Completa di triangolo e cinghia regolabile.