



Nuovo bracciolo
brevetto Surace
New armrest design
Surace patented



**mini
WC**



Mini/MiniWC
Sedia pieghevole portatile

Standard: Braccioli desk estraibili. Freni. Paraveste. Con o senza W.C.
Optional: Tavolino. Cintura di sicurezza.

Mini/MiniWC
Multiuse folding chair

Standard: Desk and removable armrests. Brakes. Sides protection for clothes. With or without W.C.
Optional: Small table. Chest strap.

804 Sedia pieghevole alluminio da transito

Standard: Doppia crociera. Braccioli ribaltabili. Cintura. Freni a leva. Schienale abbattibile. Tasca schienale.

804 Folding, aluminium, transit wheelchair

Standard: Double cross. Tipping arms. Belt. Brakes with lever. Drop back backrest. Pocket at the back.

Classificazione ISO 12.21.03.003+12.24.03.106

cm Ø 10	L 43 - 52	L 52	L 65 - 85	Standard	Optional		Portata 120 kg



Classificazione ISO 12.21.06.045

L 38 - 45	Portata 100 kg

