



Nuovo bracciolo  
brevetto Surace  
*New armrest design*  
Surace patented



da 36 a 48 cm  
larghezza sedile  
regolabile facilmente  
al millimetro

**Modula** Larghezza sedile  
facilmente regolabile al millimetro  
da 36 a 48 cm

**Standard:** Telaio stabilizzante. Braccioli desk ribaltabili. Pedane girevoli ed estraibili. Schienale tensionabile. Cuscinetto.

**Optional:** Ruote diam. 600 posteriori. Doppia crociera.

**Modula** Easily adjustable  
wheelchair from cm 36 to 48

**Standard:** Stabilised frame. Removable armrests and desk. Swinging and removable footrests.

**Optional:** Diam. 600 back wheels. Double cross. Tensional backrest. Small cushion.

Classificazione ISO 12.21.06.045

cm Ø 30	cm Ø 20	L 36 - 48	L 46 - 58	L 64 - 88	h 51	Standard		Portata 120 kg

= Kg 15,5 + Kg 1,5