

# Scheda Tecnica



## Elettroterapia



[ Elektra 2 – Therapic 9400 – Therapic 7200/9200 – Therapic 2000 ]

## Caratteristiche Tecniche

	Elektra 2	Therapic 9200	Therapic 9400	Therapic 7200	Therapic 2000
<b>Linea</b>	Elekta	Prestige	Prestige	Prestige	Business
<b>Codice Codice 110 V</b>	EK1302 EK 1302/110	TH1312 TH1312/110	TH1313 TH1313/110	TH1311 TH1311/110	TH1310 TH1310/110
<b>Display</b>	Grafico Touch Screen 6'	Grafico a colori 320x240 px Touch & Scroll	Grafico a colori 320x240 px Touch & Scroll	Grafico a colori 320x240 px Touch & Scroll	Grafico b/n 240x128 px
<b>Nr. Uscite</b>	2	2	4	2	2
<b>Protocolli Memorizzati</b>	250	126	126	91	50
<b>Protocolli Memorizzabili in memoria interna</b>	200	200	200	200	50
<b>Protocolli Memorizzabili nella Smart Card</b>	-	50 programmi 20 diagnosi curva I/T 10 protocolli in sequenza	50 programmi 20 diagnosi curva I/T 10 protocolli in sequenza	50 programmi 20 diagnosi curva I/T 10 protocolli in sequenza	-
<b>Funzionamento in modalità</b>	CC e VC	CC e VC	CC e VC	CC e VC	CC e VC
<b>Correnti Erogate</b>	Bassa/Media Frequenza, curva I/t - microcorrenti - hvpc alto voltaggio, APS, H-wave	Bassa/Media Frequenza, curva I/T	Bassa/Media Frequenza, curva I/T	Bassa/Media Frequenza, curva I/T	Bassa/Media Frequenza

## Accessori in dotazione

	Elektra 2	Therapic 9200	Therapic 9400	Therapic 7200	Therapic 2000
Cavo uscita ET 2 canali	1	1	2	1	1
Elettrodi 60x85 mm	4	4	8	4	4
Spugne per Elettrodi 60x85 mm	4	4	8	4	4
Elettrodi 50x50 mm	4	4	8	4	4
Spugne per Elettrodi 50x50 mm	4	4	8	4	4
Fasce elastiche 1000 mm	2	2	4	2	2
Fasce elastiche 600 mm	2	2	4	2	2
Smart Card	1	1	1	1	-
Cavo d'alimentazione	X	X	X	X	X
2 Fusibili	X	X	X	X	X
DVD con Manuale d'uso	X	X	X	X	X

## Accessori opzionali

	CODICE
Cavo uscita 2 canali (CH 1-2)	ACC603/8
Cavo uscita 2 canali (CH 3-4)	ACC603/7
Cavo uscita 4 canali (CH 1-2 / CH 3-4)	ACC603/9
Valigetta per trasporto in TNT	CONT72
Carrello 3 piani (cm. 60x37x86)	ACC604
Elettrodo multiuso in gomma conduttiva mm 50x50 (2 mm)	ACC402
Elettrodo multiuso in gomma conduttiva mm 60x85 (2 mm)	ACC403
Elettrodo multiuso in gomma conduttiva mm 80x120 (2 mm)	ACC400/1
Spugna per elettrodo mm 50x50	ACC001
Spugna per elettrodo mm 60x85	ACC003
Spugna per elettrodo mm 80x120	ACC401
Fascia elastica lunga (1000x50 mm)	ACC28
Fascia elastica corta (600x50 mm)	ACC27
Manipolo per stimolazione manuale	ACC051
Cavo link per collegamento Ultrasuono-Elettroterapia	ACC624
<b>ELETTRODI MONOUSO</b>	
Kit di n. 4 elettrodi monouso mm. 45x35 (2 mm)	ACC430
Kit di n. 4 elettrodi monouso mm. 46x47 (2 mm)	ACC431
Kit di n. 4 elettrodi monouso mm. 45x80 (2 mm)	ACC432
Kit di n. 4 elettrodi monouso mm. 45x98 (2 mm)	ACC433
Kit di n. 4 elettrodi monouso $\phi$ 75 mm (2 mm)	ACC434
Kit di n. 4 elettrodi monouso $\phi$ 32 mm (2 mm)	ACC436
Kit di n. 4 elettrodi monouso $\phi$ 50 mm (2 mm)	ACC435