


CARTE TERMICHE PER ECG - PER DIFFERENTI MARCHE DI ECG



Codice GIMA	PRODUTTORE ECG E MODELLO	Tipo	Largh mm	Lungh m	Strato	Indic	Griglia	Min. vendita
	BIOCARE							
32968	101G	rotolo	50	20	-		arancio	20
32969	iE3	rotolo	80	20	-		arancio	10
	BIONET							
32950	Cardiocare/Cardiotouch BTL	rotolo	215	25	-	no	arancio	5
32953	08 MT-MD	rotolo	112	23	-	no	arancio	10
	BURDICK							
32954	Atria 3100/6100, quest CARDIOLINE	pacco	210	300	200	si	arancio	1
32955	Elan 1100	pacco	112	100	300	si	arancio	25
32956	Delta 1 plus	pacco	60	100	300	si	arancio	25
32957	Delta 1 plus	rotolo	60	30	-	no	arancio	20
32958	Delta 3 plus	pacco	112	100	300	si	arancio	25
32959	Delta 30	rotolo	183	30	-	no	arancio	5
32960	Delta 60 plus	rotolo	210	30	-	no	arancio	5
32961	Elan 2100, Delta 612 CONTEC	pacco	210	280	200	si	arancio	1
32968	90A, 100G	rotolo	50	20	-	no	arancio	20
32969	300G, 300GT	rotolo	80	20	-	no	arancio	10
32970	600G	rotolo	110	20	-	no	arancio	10
	EDAN							
32963	SE-1	rotolo	50	25	-	no	arancio	20
32964	SE-3	rotolo	80	25	-	no	arancio	10
32965	SE-601	pacco	110	140	143	si	arancio	20
32966	SE-6-12 - 1200 EXP	pacco	210	295	150	si	arancio	1
32960	SE-6-12 - 1200 EXP	rotolo	210	30	-	no	arancio	5
	ELETRONICA TRENTINA/CARDIETTE/CARDIOLINE							
32971	Autoruler 12/1, comp. 1x12	rotolo	50	30	-		blu	20
32972	Start 100	rotolo	130	27	-	si	blu	10
32973	AR 600	rotolo	60	15	-	si	blu	25
32977	AR 600 Adv	pacco	60	75	250	si	blu	25
32974	AR 1200	rotolo	120	18	-	si	blu	10
32978	AR 1200 (View/Adv)	pacco	120	100	300	si	blu	10
32975	Daedalus - AR2100	rotolo	210	20	-	si	blu	5
32976	Daedalus, Start 200, AR2100	pacco	210	150	200	si	blu	8
	ESAOTE BIOMEDICA							
32980	P 80	rotolo	90	28	-	no	arancio	10
32981	P 80	pacco	90	70	400	si	arancio	25
32982	P 80 Power, P 80 SIX	pacco	210	280	215	si	arancio	1
32983	P8000 base	pacco	80	70	300	si	arancio	20
32984	P8000 Power	pacco	210	280	200	si	arancio	1
32985	Archimed 4240, Archiwin	pacco	210	300	200	si	arancio	1
32986	Personal 120	pacco	126	150	170	si	bianco	20
32987	My Cardiopad base	pacco	114	90	200	si	arancio	20
	FUKUDA ME - FUKUDA DENSHI							
32988	501A, FX121, FCP-500, OP18TE	rotolo	50	30	-	no	arancio	20

Codice GIMA	PRODUTTORE ECG E MODELLO	Tipo	Largh mm	Lungh m	Strato	Indic	Griglia	Min. vendita
32989	FCP15, FCP11, OP110TE, OP119TE FCP2101, 2155, FX 2111, CASE10, FCP 7101, FX 7102	rotolo	63	30	-	no	arancio	20
32990	OP 111 TE, OP 115 TE, FX102	pacco	50	75	400	si	arancio	20
32991	OP 112 TE, OP 122 TE, FCP2201 G	pacco	63	75	400	si	arancio	25
32992	FCP231, OP69TE, FX7402, FX7542, FX8322	rotolo	210	30	-	no	arancio	5
32965	OP222TE, FX7202 GIMA	pacco	110	140	143	si	arancio	20
32996	Cardiogima 1M, 3M	rotolo	58	25	-	no	arancio	20
32953	Cardiogima 6M, colour	rotolo	112	23	-	no	arancio	10
32950	Cardiogima 12, 12M HEWLETT PACKARD	rotolo	215	25	-	no	arancio	5
32999	Page Writer 100/200, M1709A, M2483A	pacco	210	300	200	foro	arancio	1
32988	40453 A, 43120 KENZ - SUZUKEN	rotolo	50	30	-	no	arancio	20
33002	Cardico 302/601	rotolo	112	27	-	no	arancio	10
33003	Cardico 302/601	pacco	112	90	200	si	arancio	20
32960	Kenz-Cardico 1210, 1211	rotolo	210	30	-	no	arancio	5
32988	103, R50-30R, TEC 8300	rotolo	50	30	-	no	arancio	20
	MACQUARIE							
33006	CT 100/CT 200 MARQUETTE - HELIGE - GE	rotolo	57	13	-	no	verde	25
33010	MAC PC	rotolo	108	23	-	no	arancio	10
33011	Case 10-12-15, MAC 3000-5000	pacco	215	280	300	foro	arancio	1
32966	Cardiosmart, MAC 1200/1600	pacco	210	295	150	si	arancio	1
33012	MAC 400, MAC 600	pacco	80	90	280	si	arancio	25
33013	MAC 800 MINDRAY	pacco	110	140	200	si	arancio	25
33014	Beneheart R3	rotolo	80	20	-	no	arancio	10
33016	Beneheart R3 MORTARA	pacco	80	70	200	si	arancio	25
33017	Eli 50	pacco	50	70	200	si	arancio	25
33010	Eli 100	rotolo	108	23	-	no	arancio	10
33019	Eli 210, Eli 250, Eli 350	pacco	210	300	250	si	arancio	1
33020	Eli 150	pacco	108	140	200	si	arancio	25
33021	Eli 230	rotolo	210	20	-	no	arancio	5
	NIHON KOHDEN							
33025	CARDIOFAX 8110, 9620, 1150K	rotolo	63	30	-	no	arancio	20
33026	9110, 9130, 9132, 1350, 2350	pacco	210	140	215	si	bianco	10
33027	GEM, 9010, 9020, 9022, 1250, 1950	pacco	110	140	143	si	bianco	20
33028	ECG 1500, 1550, 9110, 9130, 9132, 9320, 2250	pacco	210	295	170	si	bianco	1
33029	Def. TEC 5521, 5531, BSM 2300, 3000	pacco	50	100	200	no	arancio	25
	PHYSIO CONTROL							
33032	Life Pack 8-9-10	rotolo	50	23	-	no	arancio	20
33033	Life pack 11-12-15	rotolo	107	25	-	no	arancio	10
	PROGETTI							
32953	EPG 612	rotolo	112	23	-	no	arancio	10
32996	EPG Basik-pocket	rotolo	58	25	-	no	arancio	20
	SCHILLER							
33037	AT 1, AT 4	pacco	90	90	390	si	verde	25
32982	AT 2, CS 200	pacco	210	280	215	si	arancio	1
33038	AT 10	pacco	210	140	250	si	verde	10
32983	AT 101, Defigard	pacco	80	70	300	si	arancio	20
32984	AT 102	pacco	210	280	200	si	arancio	1
33039	Cardiolaptop, AT110	pacco	210	140	150	si	verde	5
32987	Cardiopad, MS 2010	pacco	114	90	200	si	verde	20
	SIEMENS							
32990	Cardiostat 1	pacco	50	75	400	si	arancio	20
32991	Cardiostat 11	pacco	63	75	400	si	arancio	25
	TRISMED							
33046	Cardipia 400, 406RS	rotolo	110	30	-	no	arancio	25
33047	Cardipia 800, 812RS	rotolo	215	30	-	no	arancio	5

GEL ECG E SPRAY

- 33266 GEL ECG - 250 ml - conf. da 40 pz.
- 33263 GEL ECG - 5 l - conf. da 4 sacche**
- 33268 GEL ECG SPRAY - 250 ml - conf. da 20 pz.

Da utilizzare con elettrodi senza gel, durante esami sotto sforzo. Permette un agevole trasferimento delle onde al dispositivo. Ipoallergenico, non irrita la pelle e non contiene olio o sostanze oleose.

Non presenta formaldeide o sale, ed è atossico ed inodore.

- 33283 DOSATORE PER SACCA 5 l



**Include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare