

ALLUMINIA S

Classificazione ISO
12.21.06.060




Nuova

→ Architettura
e telaio
inimitabile

ALLUMINIA 2



Kg
13,5



Regolazione dal baricentro
schienale a 24-34-38-48-
52-62 mm

Adjustable from backrest
barycentre to 24-34-38-
48-52-62 mm

Colori dei telai su richiesta
Several frame's colours
under request

Alluminio Sedia pieghevole top class, superleggera, compatta, modulare in alluminio

Standard: Telaio modulare in alluminio. Crociera doppia su fiancate intere. Ruote \varnothing 600 mm estraibili, regolabili in profondità di 4 cm. Regolazione del sedile in altezza da 46 a 54 cm. Ruote anteriori a inclinazione regolabile. Braccioli estraibili e regolabili in altezza da 19 a 27 cm. Schienale regolabile in altezza da 36 a 44 cm. Astine pedane girevoli estraibili. Freni.

Optional: Fianco bracciolo giro ruote. Ruote antiribaltamento. Schienale tensionabile.

Alluminio Folding top class, super-light, compact, modular and aluminium chair

Standard: Aluminium modular frame. Double cross on closed sides. Diam. 600 mm extractable wheels and 4 cm adjustable in depth wheels. Adjustment of seat in height from 46 to 54 cm. Angle adjustable front wheels. Extractable and adjustable in height from 19 to 27 cm arm rest. Adjustable in height from 36 to 44 cm backrest. Swinging and detachable footrests. Brakes.

Optional: Sides-arm rests contouring wheels. Anti-overturn small wheels. Tensional backrest.

Alluminio 2 - Classificazione ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.21.106+12.24.03.118+12.24.21.109+12.24.21.112+12.24.06.160+12.24.06.172

