

ECG

LINEA BTL-08 L

STAMPA A4 ED AMPIO TOUCH SCREEN

Gli elettrocardiografi a 12 canali della Linea L sono elettrocardiografi professionali progettati specificamente per reparti di cardiologia, cliniche private ed ospedali. Realizzati con l'utilizzo delle più recenti tecnologie, i dispositivi della Linea L BTL si distinguono per il loro moderno design, la funzionalità e la facilità di utilizzo. L'ampio touch screen a colori, l'alta qualità di stampa e la possibilità di combinazione con il modulo Spirometria BTL, soddisfa anche i clienti più esigenti.

CARATTERISTICHE CHIAVE

- ◇ 8.4" (modelli LC) e 5.7" (modelli LT) ampio touch screen a colori
- ◇ 5.7" (modelli LT) ampio touch screen a colori
- ◇ Stampa reale A4 (modelli LC Plus e LT Plus) su carta termica Z-fold
- ◇ Alimentazione a rete o batteria ricaricabile

FUNZIONALITÀ

- ◇ Filtri auto adattabili per una straordinaria qualità del segnale
- ◇ Indicatore di elettrodi scollegati
- ◇ Profili automatici, manuali e definiti dall'utente
- ◇ Tastiera alfanumerica
- ◇ Funzione di rilevazione pacemaker 100 ms / 40 kHz

CONNESSIONI E AGGIORNAMENTI

- ◇ Aggiornamento comunicazione LAN e WiFi
- ◇ Connessione al software BTL CardioPoint PC
- ◇ Connessione USB diretta ad una comune stampante esterna
- ◇ Possibilità di combinazione con il modulo Spirometria
- ◇ Sistema opzionale di elettrodi vacuum Quickels Decapus
- ◇ Aggiornamento Diagnostico (include analisi e interpretazione scritta)
- ◇ Interpretazione pediatrica secondo l'età del paziente



BTL-08 LT & LT Plus
ECG 12 CANALI CON TOUCH SCREEN A COLORI 5.7"



BTL-08 LC & LC Plus
ECG 12 CANALI CON TOUCH SCREEN A COLORI 8.4"

