



BTL-08 MT Plus ECG

elettrocardiografo a 12 canali con display a colori touch screen 5.7"

L'elettrocardiografo BTL-08 MT Plus possiede tutte le avanzate funzioni dei modelli della Linea L, ma con un design più piccolo e leggero. Questo è un dispositivo ECG adatto ad un'ampia gamma di utenti. Touch screen a colori, stampe di alta qualità e l'opzione spirometria, rendono l'unità unica ed allo stesso tempo di facile gestione.



N. Ordine
C08MT.001v400

principali caratteristiche

- Ampio touch screen 5.7"
 - Stampa su carta termica 112 mm
 - Alimentazione a rete o batterie ricaricabili
 - Filtri auto-adattabili per un'eccellente qualità del segnale
 - Indicatore di elettrodi scollegati
 - Profili Automatici, manuali e definibili dall'utente
 - Tastiera alfanumerica
 - Rilevamento pacemaker
 - Collegamento al computer tramite software Cardiopoint
 - Connessione USB diretta per stampante esterna
 - Possibilità di combinare con il modulo Spirometria
 - Sistema di connessione con elettrodi vacuum
 - Aggiornamento Diagnostico (include analisi ed interpretazione di testo)
 - ECG a 12 canali per registrazione e stampa delle 12 derivazioni con display a colori touch screen
 - Indicazione del contatto di ciascun elettrodo
 - Sensività: 2.5, 5, 10, 20mm/mV
 - Velocità della carta: 5, 10, 25, 50mm/s
 - Principali filtri adattabili: 50-60Hz
 - Filtri muscolari: 25, 35Hz
 - Modalità manuale ed automatica
 - Batteria interna
 - Operatività a rete o batteria
-