


COMODINI
Bedsides tables


MADE IN ITALY


MES MEDICAL & ENGINEERING
SOLUTIONS

Comodini

Bedsides tables

Serie B 30000 - COMODINI BIFRONTE

B 30000 Series - Dual-front bedside tables

Il comodino bifronte permette la collocazione dello stesso alla destra o alla sinistra del letto secondo le esigenze dell'ambiente di degenza e del paziente. Nel modello bifronte infatti il cassetto è passante ed apribile sui due fronti, le ante sono disponibili su entrambi i lati del comodino permettendone un comodo utilizzo. Tutta la serie B 30000 è dotata di portabottiglie e portabicchieri, interno cassetto asportabile, maniglie ergonomiche anti-trauma, portasciugamano in acciaio inox e tesoretto portavalori. L'intera serie è disponibile inoltre con tavolo servitore incorporato o affiancabile al comodino, regolabile in altezza, lunghezza, girevole, ripiegabile verticalmente e con posizione a leggìo, a scelta del cliente. A completamento della gamma i comodini possono essere dotati di basamento con gambe e piedini di livellamento, o con ruote gemellari, o di basamento stampato in ABS con ruote gemellari e paracolpi.

The dual-front bedside table can be used from either sides of the bed according with the needs of the patient and hospital requirement. In the dual-front model, drawer can be opened in both directions and doors are placed on the two sides of the cabinet in order to satisfy required characteristics. All the B 30000 series is fitted with bottle and glass holder, removable inner drawer container, soft safety handles, inox towel holder and safe-box with lock for personal values. Serving table is available in two different models: integrated in the bedside cabinet or as over-bed table to be flanked to the cabinet, adjustable in height, revolving, sliding, vertically folding and tiltable for reading position versions at the customer's choice. The base can be fitted on: painted steel tube legs Ø 60 mm., four twin castors Ø 65 mm., or ABS moulded support with four twin castors and round bumpers, ready for serving table positioning.

B 31012

Comodino bifronte su gambe

Dual-front bedside table on legs



Struttura realizzata in lamiera di acciaio stampata con spigoli arrotondati, verniciata a polveri epossidiche. Piano di appoggio in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanificabile. Cassetto in acciaio scorrevole su guide, apribile sui due fronti, contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Ante e frontali cassetto realizzati in nobilitato bi-laminato con bordi in ABS. Disponibili anche laminato plastico stratificato. Ante con cerniere apribili a 110°, su richiesta a 180°, dotate di chiusura magnetica. Maniglie ergonomiche anti-trauma. Portabottiglie e portabicchieri laterali in materiale plastico stampato di facile pulizia. Lateralmente tesoretto portavalori con serratura a doppia chiave e portasciugamani in acciaio inox. Ripiano interno estraibile e fondo forato. Alla base 4 gambe in tubo di acciaio Ø 60 mm. e piedini di livellamento regolabili in materiale plastico anticacido. Dimensioni 55x48x77h. cm.

Frame made of moulded steel plate with rounded corners, coated in epoxy powder. Serving surface in thermo-formed ABS with no spill borders, anti-stain, washable and sanitizable. Sheet steel sliding drawer on guides dual-front opening, with removable inner container made of plastic material. Doors and drawer fronts made of plastic bi-laminate with round perimetral ABS borders, also available of stratified plastic laminate. 110° revolving doors on inner hinges, 180° on request, provided with magnetic lock. Soft safety handles. Incorporated bottle and glass holder made of thermo-formed plastic material for easy cleaning. Laterally inox towel holder and safe-box with lock for personal values. Interior extractable shelf with perforated bottom. Base fitted with four legs of painted steel tube Ø 60 mm. complete with anti-acid adjustable feet. Dimensions 55x48x77h. cm.

B 32012

Comodino bifronte su ruote

Dual-front bedside table on twin castors



Struttura realizzata in lamiera di acciaio stampata con spigoli arrotondati, verniciata a polveri epossidiche. Piano di appoggio in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanificabile. Cassetto in acciaio scorrevole su guide, apribile sui due fronti, contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Ante e frontali cassetto realizzati in nobilitato bi-laminato con bordi in ABS. Disponibili anche laminato plastico stratificato. Ante con cerniere apribili a 110°, su richiesta a 180°, dotate di chiusura magnetica. Maniglie ergonomiche anti-trauma. Portabottiglie e portabicchieri laterali in materiale plastico stampato di facile pulizia. Lateralmente tesoretto portavalori con serratura a doppia chiave e portasciugamani in acciaio inox. Ripiano interno estraibile e fondo forato. Alla base 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno. Dimensioni 55x48x70h. cm.

Frame made of moulded steel plate with rounded corners, coated in epoxy powder. Serving surface in thermo-formed ABS with no spill borders, anti-stain, washable and sanitizable. Sheet steel sliding drawer on guides dual-front opening, with removable inner container made of plastic material. Doors and drawer fronts made of plastic bi-laminate with round perimetral ABS borders, also available of stratified plastic laminate. 110° revolving doors on inner hinges, 180° on request, provided with magnetic lock. Soft safety handles. Incorporated bottle and glass holder made of thermo-formed plastic material for easy cleaning. Laterally inox towel holder and safe-box with lock for personal values. Interior extractable shelf with perforated bottom. Base fitted with four twin castors Ø 65 mm., two of which with brake. Dimensions 55x48x70h. cm.

B 32112

Comodino bifronte su ruote, con tavolo servitore incorporato

Dual-front bedside table on twin castors, with incorporated serving table



Struttura realizzata in lamiera di acciaio stampata con spigoli arrotondati, verniciata a polveri epossidiche. Tavolo servitore incorporato regolabile in altezza e lunghezza, girevole. Piano di appoggio e piano tavolo servitore realizzati in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanificabile. Cassetto in acciaio scorrevole su guide, apribile sui due fronti, contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Ante e frontali cassetto realizzati in nobilitato bi-laminato con bordi in ABS. Disponibili anche laminato plastico stratificato. Ante con cerniere apribili a 110°, su richiesta a 180°, dotate di chiusura magnetica. Maniglie ergonomiche anti-trauma. Portabottiglie e portabicchieri laterali in materiale plastico stampato di facile pulizia. Lateralmente tesoretto portavalori con serratura a doppia chiave e portasciugamani in acciaio inox. Ripiano interno estraibile e fondo forato. Alla base di 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno. Dimensioni 61x48x93/113h. cm.

Frame made of moulded steel plate with rounded corners, coated in epoxy powder. Incorporated serving table adjustable in height, revolving and sliding. Serving surface and serving table in thermo-formed ABS with no spill borders, anti-stain, washable and sanitizable. Sheet steel sliding drawer on guides dual-front opening, with removable inner container made of plastic material. Doors and drawer fronts made of plastic bi-laminate with round perimetral ABS borders, also available of stratified plastic laminate. 110° revolving doors on inner hinges, 180° on request, provided with magnetic lock. Soft safety handles. Incorporated bottle and glass holder made of thermo-formed plastic material for easy cleaning. Laterally inox towel holder and safe-box with lock for personal values. Interior extractable shelf with perforated bottom. Base fitted with four twin castors Ø 65 mm., two of which with brake. Dimensions 61x48x93/113h. cm.

B 32212

Comodino bifronte su ruote, con tavolo servitore incorporato, posizione lettura

Come art. B 32112 ma con tavolo servitore regolabile anche nella posizione a lettura.

B 32212

Dual-front bedside table on twin castors, with incorporated tiltable serving table, reading position. As art. B 32112 with tiltable serving table for reading position.

Comodini

Bedsides tables



B 33012

Comodino bifronte
Combined bedside table

Comodino bifronte con base in ABS su ruote.

Struttura realizzata in lamiera di acciaio stampata con spigoli arrotondati, verniciata a polveri epossidiche. Piano di appoggio in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanificabile. Cassetto in acciaio scorrevole su guide, apribile sui due fronti, contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Ante e frontali cassetto realizzati in nobilitato bi-laminato con bordi in ABS, disponibili anche laminato plastico stratificato. Ante con cerniere apribili a 110° - su richiesta a 180°, dotate di chiusura magnetica. Maniglie ergonomiche anti-trauma. Portabottiglie e portabicchieri laterali in materiale plastico stampato di facile pulizia. Lateralmente tesoretto portavalori con serratura a doppia chiave e portasciugamani in acciaio inox. Ripiano interno estraibile e fondo forato. Basamento stampato in ABS rinforzato. 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno e ruote paracolpi. Dimensioni 55x48x78h. cm.

Comodino bifronte B 33012 con Tavolo servitore affiancabile art. D 131

Regolabile in altezza e lunghezza. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a sezioni differenziate. Smontabile. Piano in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanificabile. Basamento stampato in ABS rinforzato. 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno e ruote paracolpi. Dimensioni totali di ingombro 75x55x102/118h. cm.

Comodino bifronte B 33012 con Tavolo servitore affiancabile art. D 132

Regolabile in altezza, lunghezza e ripiegabile verticalmente. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a sezioni differenziate. Smontabile. Piano in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanificabile. Basamento stampato in ABS rinforzato. 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno e ruote paracolpi. Dimensioni totali di ingombro 75x55x102/118h. cm.

Dual-front bedside table on ABS base and twin castors.

Frame made of moulded steel plate with rounded corners, coated in epoxy powder. Serving surface in thermo-formed ABS with no spill borders, anti-stain, washable and sanitizable. Sheet steel sliding drawer on guides dual-front opening, with removable inner container made of plastic material. Doors and drawer fronts made of plastic bi-laminate with round perimetral ABS borders, also available of stratified plastic laminate. 110° revolving doors on inner hinges, 180° on request, provided with magnetic lock. Soft safety handles. Incorporated bottle and glass holder made of thermo-formed plastic material for easy cleaning. Laterally inox towel holder and safe-box with lock for personal values. Interior extractable shelf with perforated bottom. Base fitted with ABS moulded support with four twin castors Ø 65 mm. two of which with brake and four round bumpers, ready for serving table positioning. Dimensions: 55x48x78h. cm.

Dual-front bedside table art. B 33012 with flanked Serving table art. D 131

Adjustable in height and sliding. Made of different sections epoxy gloss finish steel tube. Knock-down construction. Serving tray made of thermo-formed ABS with no spill borders, anti-stain, washable and sanitizable. Base fitted with ABS moulded support with four twin castors Ø 65 mm. two of which with brake and four round bumpers. Total dimensions 75x55x102/118h. cm.

Dual-front bedside table art. B 33012 with flanked Serving table art. D 132

Adjustable in height, sliding and vertically folding. Made of different sections epoxy gloss finish steel tube. Knock-down construction. Serving tray made of thermo-formed ABS with no spill borders, anti-stain, washable and sanitizable. Base fitted with ABS moulded support with four twin castors Ø 65 mm. two of which with brake and four round bumpers. Total dimensions 75x55x102/118h. cm.



Particolari costruttivi

Components details



Maniglie ergonomiche anti-trauma.
Ergonomic handles anti-trauma.



Interno cassetto asportabile in ABS.
Removable inner drawer in ABS.



Portabottiglie e portabicchieri in materiale plastico stampato.
Bottle and glass holder in ABS.



Tesoretto portavalori con serratura.
Safe box with lock.



Portasciugamani in acciaio inox.
Inox towel holder.



B 101

Comodino
Bedside tables

Comodino con spalle portanti laterali in tubo di lega leggera lucidato e rinforzato. Struttura in lamiera di acciaio lucida verniciata con polveri epossidiche a 200°. Piano superiore, fronte-cassetto e anta in laminato stratificato spessore 9 mm. Anta su cerniere girevoli a 180°, dotata di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su guide; contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Maniglie anti trauma. Internamente ripiano centrale asportabile e griglia di fondo forata. Disponibile a richiesta: porta asciugamani sul retro, due o quattro ruote piroettanti Ø 50 mm. con ruote paracolpi. Dimensioni 50x38x76/81h. cm.

Polished sheet steel structure epoxy gloss finish 200°. The unit is supported by two polished aluminium side frames fitted with plastic feet. Door, drawer-front and top made of stratified plastic laminate 9 mm. thick. 180° revolving door on inner hinges provided with magnetic lock. Sheet steel sliding drawer on guides, with removable inner container made of thermoformed plastic material. Anti-trauma handles. Inside: removable central shelf and bottom grate. On request: towel holder on the back, two or four castors Ø 50 mm. with rubber buffers. Dimensions 50x38x76/81h. cm.



B 201

Comodino
Bedside tables

Struttura realizzata in lamiera di acciaio lucida verniciata con polveri epossidiche ed essiccata in tunnel termico a 200°. Piano superiore, fronte-cassetto e anta in laminato stratificato spessore mm. 9. Anta su cerniere girevoli a 180°, dotata di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su guide; contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Maniglie anti trauma. Internamente ripiano centrale asportabile e griglia di fondo forata. Quattro gambe in tubo di acciaio complete di piedini di livellamento regolabili in materiale plastico antiacido. Disponibile a richiesta: porta asciugamani. Dimensioni 45x38x76h. cm.

Polished sheet steel structure epoxy gloss finish 200°. Door, drawer-front and top made of stratified plastic laminate 9 mm. thick. 180° revolving door on inner hinges provided with magnetic lock. Sheet steel sliding drawer on guides, with removable inner container made of thermoformed plastic material. Anti-trauma handles. Inside: removable central shelf and bottom grate. Base with four adjustable legs with feet made of anti-acid plastic material. On request: towel holder. Dimensions 45x38x76h. cm.



B 301

Comodino con portabottiglie laterale
Bedside table with lateral bottle holder

Struttura realizzata in lamiera di acciaio lucida verniciata con polveri epossidiche a 200°. Piano superiore, fronte-cassetto e anta in laminato plastico stratificato spessore 9 mm. Anta su cerniere girevoli a 180°, dotata di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su guide; contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Maniglie anti trauma. Lateralmente, vano portabottiglie in materiale plastico stampato completo di ringhiero di contenimento. Internamente, ripiano centrale e griglia di fondo forata. Quattro gambe in tubo di acciaio complete di piedini di livellamento regolabili in materiale plastico antiacido. Disponibile a richiesta: porta asciugamani. Dimensioni 56x38x75h. cm.

Polished sheet steel structure epoxy gloss finish 200°. Door, drawer front and top made of stratified plastic laminate 9 mm. thick. 180° revolving door on inner hinges provided with magnetic lock. Sheet steel drawer sliding on guides, with removable inner container made of thermoformed plastic material. Anti-trauma handles. Incorporated lateral bottle and glass holder made of thermoformed plastic material. Inside: removable central shelf and zinc-plated bottom grate. Base fitted with four adjustable legs with feet made of anti-acid plastic material. On request: towel holder. Dimensions 56x38x75h. cm.

Comodini

Bedsides tables



B 302

Comodino con portabottiglie laterale
Bedside table with lateral bottle holder

Struttura realizzata in lamiera di acciaio lucida verniciata con polveri epossidiche a 200°. Piano superiore, fronte-cassetto e anta in laminato plastico stratificato spessore 9 mm. Anta su cerniere girevoli a 180°, dotata di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su guide; contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Maniglie anti trauma. Lateralmente, vano portabottiglie in materiale plastico stampato completo di ringhierino di contenimento. Internamente, ripiano centrale e griglia di fondo forata. Quattro ruote piroettanti Ø 50 mm. e ruote paracolpi. Disponibile a richiesta: porta asciugamani.
Dimensioni 62x42x72h. cm.

*Polished sheet steel structure epoxy gloss finish 200°. Door, drawer front and top made of stratified plastic laminate 9 mm. thick. 180° revolving door on inner hinges provided with magnetic lock. Sheet steel drawer sliding on guides, with removable inner container made of thermoformed plastic material. Anti-trauma handles. Incorporated lateral bottle and glass holder made of thermoformed plastic material. Inside: removable central shelf and zinc-plated bottom grate. Base fitted with four base with four revolving 50 mm. Ø castors and rubber buffers. On request: towel holder.
Dimensions 62x42x72h. cm.*



B 303

Comodino con portabottiglie e portabicchieri sul piano
Bedside table with top bottle & glass holder

Struttura realizzata in lamiera di acciaio lucida verniciata con polveri epossidiche ed essiccata in tunnel termico a 200°. Piano superiore, fronte-cassetto e anta in laminato stratificato spessore 9 mm. Anta girevole su cerniere interne dotata di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su guide; contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Maniglie anti trauma. Portabottiglie e portabicchieri sul piano in materiale plastico termoformato. Internamente ripiano centrale asportabile e griglia di fondo forata. Quattro gambe in tubo di acciaio complete di piedini di livellamento regolabili in materiale plastico antiacido. Disponibile a richiesta: porta asciugamani. Dimensione 45x46x76h. cm.

*Polished sheet steel structure epoxy gloss finish 200°. Door, drawer-front and top made of stratified plastic laminate 9 mm. thick. 180° revolving door on inner hinges provided with magnetic lock. Sheet steel sliding drawer on guides, with removable inner container made of thermoformed plastic material. Anti-trauma handles. On the top incorporated bottle and glass holder made of thermoformed plastic material. Inside: removable central shelf and bottom grate. Base with four adjustable legs with feet made of anti-acid plastic material. On request: towel holder.
Dimensions 45x46x76h. cm.*



B 311

Comodino con portabottiglie laterale e tavolo servitore
Bedside table with lateral bottle holder and overbed table

Struttura realizzata in lamiera di acciaio lucida verniciata con polveri epossidiche a 200°. Piano superiore, fronte-cassetto e anta in laminato stratificato spessore mm. 9. Anta girevole su cerniere interne dotata di chiusura magnetica. Maniglie anti trauma. Lateralmente, vano portabottiglie in materiale plastico stampato completo di ringhierino. Tavolo di servizio girevole regolabile in altezza e in lunghezza con piano realizzato in materiale plastico termoformato con bordi di contenimento, lavabile. Internamente ripiano centrale e griglia di fondo forata. Base allungata in profilato di acciaio verniciata in epossidico con quattro ruote piroettanti Ø 50 mm. e ruote paracolpi. A richiesta: porta asciugamani.
Dimensioni 62x42x95/115h. cm.

*Polished sheet steel structure epoxy gloss finish 200°. Door, drawer front and top made of stratified plastic laminate 9 mm. thick. 180° revolving door on inner hinges provided with magnetic lock. Anti-trauma handles. Incorporated lateral bottle and glass holder made of thermoformed plastic material. Overbed table with revolving and sliding service board, adjustable in height, made of thermoformed plastic material with perimetrical edges. Base with Ø 50 mm. castors and rubber buffers. On request: towel holder.
Dimensions cm. 62x42x95/115h.*

B 312
Comodino con portabottiglie laterale e tavolo servitore a leggjo come art. B 311 ma con tavolo servitore regolabile anche nella posizione a leggjo.

B 312
Bedside table with lateral bottle holder and tiltable overbed table as art. B 311 with tiltable service board for reading position.



B 321

Comodino bifronte con portabottiglie laterale e tavolo servitore
Combined bedside table with lateral bottle holder and overbed table

Il comodino bifronte può essere comodamente utilizzato sia sul lato destro del letto sia su quello sinistro in quanto dotato di due antine laterali e di un cassetto scorrevole nei due sensi. Struttura in lamiera di acciaio lucida verniciata con polveri epossidiche a 200°. Piano, fronte-cassetto e ante in laminato stratificato spessore mm. 9. Ante su cerniere girevoli a 180°, dotate di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su ambo i sensi su guide; contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Maniglie anti trauma. Lateralmente, vano portabottiglie in materiale plastico stampato completo di ringhierino. Tavolo di servizio girevole regolabile in altezza e in lunghezza con piano realizzato in materiale plastico termoformato con bordi di contenimento, lavabile. Internamente, ripiano centrale e griglia di fondo forata. Base allungata in profilato di acciaio verniciata in epossidico con quattro ruote piroettanti Ø 50 mm. e ruote paracolpi. Disponibile a richiesta: porta asciugamani. Dimensioni 62x42x95/115h. cm.

Can be used from either sides of the bed. The drawer can be opened in both directions. Polished sheet steel structure epoxy gloss finish 200°. Doors, drawer front and top made of stratified plastic laminate 9 mm. thick. 180° revolving doors on inner hinges provided with magnetic lock. Sheet steel sliding drawer on guides, with removable inner container made of thermoformed plastic material, anti-trauma handles. Incorporated lateral bottle and glass holder made of thermoformed plastic material. Overbed table with revolving and sliding service board, adjustable in height from 95 to 115 cm., made of thermoformed plastic material with perimetrical edges. Base with Ø 50 mm. castors and rubber buffers. On request: towel holder. Dimensions 62x42x95/115h. cm.

B 322
Comodino bifronte con portabottiglie laterale e tavolo servitore a leggjo.
 As Art. B 321 with tiltable service board for reading position.

B 323
Comodino bifronte con portabottiglie laterale. Come Art. B 321 ma senza tavolo servitore.

B 322
Comodino bifronte con portabottiglie laterale e tavolo servitore a leggjo.
 Come Art. B 321 ma con tavolo servitore regolabile anche nella posizione a leggjo.

B 323
Comodino bifronte con portabottiglie laterale. Come Art. B 321 ma senza tavolo servitore.

Accessori

Accessories



D 151
 Tavolo servitore affiancabile al comodino. Struttura portante realizzata completamente in tubo di acciaio cromato/verniciato a sezioni differenziate. Piano servitore realizzato in materiale plastico termoformato con bordi di contenimento. Base con 4 ruote Ø 50 mm. Piano regolabile in altezza, lunghezza, girevole e ripiegabile verticalmente. Dimensioni 60x40x90/110h. cm.

(Foto): Comodino art. **B 201** con tavolo servitore affiancabile art. **D 151**

D 151
 Overbed table be flanked to the bedside table. Tray supporting frame made of chrome plated/epoxy gloss finish steel tube of different sections. Servicing tray made of thermoformed plastic material with containing edges. Base fitted with four 50 mm. Ø castors. Revolving and sliding tray adjustable in height vertically folding. Dimensions 60x40x90/110h cm.

(Photo): Bedside table art. **B 201** with flanked overbed table art. **D 151**

L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to their products, without prior notice.



**ES MEDICAL & ENGINEERING
SOLUTIONS**



Mes Medical & Engineering Solutions
Via Siria, 24
00179 Roma

Tel.: +39 6 94844575

Fax: +39 1782755640

Email: info@mesmedicalsolutions.com

www.mesmedicalsolutions.com

