

## Scheda Tecnica



## Laserterapia ad alta potenza



[ Bipower Lux – Vikare – Crystal yag – Crystal Yag Desk ]

## Caratteristiche Tecniche

	Crystal Yag	Crystal Yag Desk	Bipower Lux 12 W	Bipower Lux 6 W	Vikare 8W	Vikare 4W
<b>Linea</b>	Elekta	Elekta	Elekta	Elekta	Prestige	Prestige
<b>Codice Codice 110V</b>	HL1364 HL1364/110	HL1363 HL1363/110	HL1362/12 HL1362/12/110	HL1362/6 HL1362/6/110	HL1361 HL1361/110	HL1360 HL1360/110
<b>Lunghezza d'onda</b>	1064 nm	1064 nm	Doppia lunghezza 810+980 nm	Doppia lunghezza 810+980 nm	940 nm	940 nm
<b>Potenza erogata</b>	25 W	12 W	12 W	6 W	8 W	4 W
<b>Display</b>	Touch Screen a colori 8'	Touch Screen a colori 8'	Touch Screen a colori 8'	Touch Screen a colori 8'	Touch Screen a colori 6'	Touch Screen a colori 6'
<b>Protocolli memoriz.</b>	32	32	32	32	32	32
<b>Protocolli Memoriz. in USB</b>	X	X	X	X	-	-
<b>Protocolli Memoriz. nella Smart Card</b>	-	-	-	-	200	200

## Accessori in dotazione

	Crystal Yag	Crystal Yag Desk	Bipower Lux 12W	Bipower Lux 6W	Vikare 8W	Vikare 4W
Manipolo laser in fibra ottica (solidale con la apparecchiatura)	-	1	1	1	1	1
Manipolo laser in fibra ottica (NON solidale con la apparecchiatura)	1	-	-	-	-	-
Occhiali di protezione	2	2	2	2	2	2
Pedale	X	X	X	X	X	X
Interlock	1	1	1	1	1	1
Smart Card	X	X	-	-	X	X
Chiave USB	X	X	X	X	-	-
DVD Manuale d'uso	X	X	X	X	X	X
2 fusibili	X	X	X	X	X	X
Cavo di alimentazione	X	X	X	X	X	X

## Accessori opzionali

	CODICE
Manipolo defocalizzato + fibra ottica	ACC1274
Valigetta per trasporto in TNT	CONT72
Carrello 3 piani (cm. 60x37x86)	ACC604
Chiavetta USB 4GB	ACC1317/2/E
Occhiali di protezione laser (singolo pezzo) modello YG3	ACC954
Pedale con protezione piede	ACC1514