

Scheda Tecnica



Onde d'urto



[Shock Med – Shock Med Compact]

Caratteristiche Tecniche

| | Shock Med | Shock Med Compact |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Linea | Elekta | Elekta |
| Codice Codice 110 V | SW1352 SW1352/110 | SW1350 SW1350/110 |
| Display | Display Touch Screen a colori 8' | Display Touch Screen a colori 8' |
| Pressione | Fino a 5 Bar | Fino a 4 Bar |
| Frequenza | Max 20 Hz | Max 15 Hz |
| Colpi garantiti | Circa 2 milioni | Circa 2 milioni |
| Protocolli Memorizzati | 20 | 20 |
| Protocolli Memorizzabili in memoria interna | 200 | 200 |
| Chiave USB per memorizzazione protocolli | X | X |

Accessori in dotazione

| | Shock Med | Shock Med Compact |
|--|-----------|-------------------|
| Applicatore SWT Shock MED | X | X |
| Kit intercambiabile | X | - |
| Trasmettitore multi-focalizzato 9 mm | X | X |
| Trasmettitore multi-focalizzato 15 mm | X | X |
| Trasmettitore focalizzato 15 mm | X | X |
| Gel 100ml | X | X |
| Chiavetta USB | X | - |
| Smart Card | - | X |
| DVD con Manuale d'uso | X | X |
| 2 fusibili | X | X |
| Cavo di alimentazione | X | X |

Accessori opzionali

| | CODICE |
|---|-------------|
| Applicatore comprensivo trasmettitore 15 mm | ACC1323 |
| Kit intercambiabile per applicatore | ACC1323/0 |
| Trasmettitore focalizzato 15 mm | ACC1273 |
| Trasmettitore multi-focalizzato 9 mm | ACC1273/0 |
| Trasmettitore multi-focalizzato 15 mm | ACC1273/1 |
| Chiavetta USB 4GB EME | ACC1317/2/E |
| Valigetta in TNT per trasporto | CONT72 |
| Carrello a 3 piani | ACC604 |